Gymna Stools

Take your seat







Gymna Saddle Stool und Gymna Stool

Verbessern Sie das professionelle Erscheinungsbild Ihrer Praxis

Gymna Stools und Saddle Stools sind die perfekte Ergänzung zu den Gymna-Behandlungsliegen. Gemeinsam verbessern sie das professionelle Erscheinungsbild Ihrer Praxis.

Saddle Stool: Breite 42 cm, mit

einstellbarer Beckenneigung

Stool: Durchmesser 35 cm, mit 360°-Hebel

zur einfachen Höhenverstellung

Polsterung: Klassisch (PVC), 8 Farben

Premium (PU), 6 Farben

Höhe: Gymna Stool 54-73 cm

Gymna Saddle Stool 56-75 cm

Maximale

Belastung: 150 kg

Gestell: Aluminium mit weißer Pulver-

beschichtung

Räder: Selbsthemmende Rollen, weiche

Lauffläche für härtere Oberflächen

Gymna Stool

Der runde und flache Sitz mit einem Durchmesser von 35 cm verleiht dem Hocker einen universellen Charakter. Der Gymna Stool ist auch für den Gebrauch durch Patienten geeignet. Dank des 360°-Hebels, der jederzeit von allen Seiten zugänglich ist, lässt sich der Hocker einfach in der Höhe verstellen

Gymna Saddle Stool

Dies ist der ideale ergonomische Sitz für den täglichen Gebrauch durch das medizinische Personal. Aufgrund der Sattelform sitzt der Benutzer in einem offeneren Hüftwinkel, sodass das Becken nach vorne kippt und die Wirbelsäule die natürliche S-Form annimmt. Die Beckenneigung kann auch separat eingestellt werden.

- Aktive und verbesserte Sitzposition, die die Rückenbelastung verringert.
- Verbesserte Mobilität im Sitzen.



Farben

Premium

Classique




Oyster



Anthracite



Beige



Blue

Grey



Navv









Höhenverstellung

Die Hocker sind mittels einer sicheren Gasfeder in der Höhe verstellbar. Die Hocker eignen sich am besten für Personen mit einer Körpergröße zwischen 160 und 185 cm. Die maximale Belastung beträgt 150 kg.





Gestell mit fünf Beinen

Das fünfbeinige Aluminiumgestell ist mit einer kratzfesten weißen Pulverbeschichtung versehen und hat einen Durchmesser von 50 cm. Damit bietet es ausreichend Stabilität, ist jedoch klein genug, um problemlos in der Nähe der Behandlungsliege eingesetzt werden zu können.



Räder

Die fünf selbsthemmenden Laufrollen tragen zur Sicherheit in der Praxis bei. Beim Hinsetzen rutscht der Stuhl nicht plötzlich weg. Sobald Sie Platz nehmen, rollt der Hocker leichtgängig. Die Räder haben eine weiche Lauffläche, wodurch sie besonders für harte Oberflächen geeignet sind, wie sie in den meisten Praxen verwendet werden.



Ihr Händler



GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium Tel: +32 (0)89 510 510

Elektrotherapie