Kryotherapie mit Infrarot-Feedback-System für optimale Temperaturkontrolle





Erwiesene Effektivität für schnellere Rehabilitation bei akutem Trauma



Kryotherapie wird seit Jahrhunderten angewandt. Inzwischen sind die Vorteile wissenschaftlich bewiesen. Durch Verzögerung der Nervenleitung wird Schmerz gelindert. Die Therapie verzögert den Entzündungsprozess durch Verminderung der metabolen und enzymatischen Reaktionen und Muskelspasmen nehmen durch Senkung der Muskelspindelfaseraktivität ab.

SCHMERZLINDERUNG

Es werden weniger Schmerzmedikamente benötigt

Effizientere Behandlungsmöglichkeiten

ENTZÜNDUNGSHEMMEND UND ABNAHME DER SCHWELLUNG

Vermeidet langwierige Rehabilitation

Schnellere Wiederaufnahme der Aktivität

MUSKELRELAXATION

Verbesserte Muskeldehnung durch Krampfreduktion

Verbesserter Bewegungsumfang

= Schnellere Rehabilitation







Weitere Anwendungen: bei Spastizität, Rheumapatienten, prä- und postoperativ, Arthrose, Rehabilitation nach Belastung, Triggerpunkttherapie, nach Amputationen,...



Optimale Temperaturkontrolle

Der Gymna Cryoflow ICE –CT hat ein einzigartiges Infrarot-Feedback-System für eine optimale Temperaturreglung, was ein maximales Ergebnis garantiert.







EINZIGARTIGES INFRAROT-FEEDBACK-SYSTEM

- Konstante Messung der Hauttemperatur durch Infrarotsensor
- Luftstrom wird automatisch angepasst, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu erhalten
- Maximales Ergebnis:
 - ✓ Vermeiden von zu hohen Temperaturen, also 0-Effekt
 - Vermeiden von zu niedrigen Temperaturen und damit von Risiken auf Frostwunden und Nervenschäden



KRÄFTIGER LUFTSTROM

Die **Hauttemperatur** sinkt innerhalb von einer Minute auf 12° C, um die gewünschten metabolischen Reaktionen sofort in Gang zu setzen **Kurze Behandlungsdauer** durch sehr schnelles Erreichen der niedrigen Temperaturen **Kompressionseffekt,** bietet zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten wie Lymphdrainage durch Kombination aus Abtasten und Kompression

Sehr effiziente und einfache Art der Kryotherapie

DER GYMNA CRYOFLOW ICE-CT IST MIT INTELLIGENTEN LÖSUNGEN FÜR IHREN KOMFORT AUSGESTATTET:



Dynamische Behandlungsmethode



Statische Behandlungsmethode



35 vorprogrammierte Einstellungen auf der Grundlage von Indikationen oder Zielsetzungen



Benutzerfreundlich, kein Nachfüllen



Kurze Therapiedauer durch starke Temperatursenkung




Verschiedene Düsen auf der Grundlage des zu behandelnden Bereichs



2 Behandlungsmethoden: die statische und freihändige oder die dynamische und manuelle

Verschiedene Düsen:



NEU Gymna Physio Care Hochwertige Massagelotionen für Profis





Kryotherapie

Diathermie

Stoßwellentherapie



Physio Care



Therapieliegen





Ihr Händler:

gymna.com



GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511